

Check-list d'entretien du matériel CPAP ou VMAD

- » 1 fois par jour
 - Masque Lavez la bulle avec de l'eau tiède et quelques gouttes de liquide vaisselle, rincez abondamment et laissez sécher.
 - Humidificateur Videz et rincez le bocal d'eau tous les matins et remplissez le soir.
- » 1 fois par semaine
 - Humidificateur Lavez l'intérieur du tuyau et le bocal de l'humidificateur dans de l'eau tiède avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Terminez en rinçant abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Lavez le masque complet.
 - Tuyau et masque
- » 1 fois par mois
 - Harnais Lavez le harnais à la main.
 - Filtre de l'appareil Filtre blanc : selon l'appareil fourni, à changer ou à laver (voir notice)
Si filtre mousse noire : lavez-le et alternez avec un sec
- » 1 fois par année
 - TOUT le matériel Faites contrôler les appareils et renouvelez les accessoires auprès de la Ligue pulmonaire vaudoise.

| Entretien | Jour | Semaine | Mois | Année |
|------------------------|------|---------|------|-------|
| Masque | ✓ | ✓ | | |
| Harnais | | | ✓ | |
| Bocal d'humidificateur | ✓ | ✓ | | |
| Tuyau | | ✓ | | |
| Filtre | | | ✓ | |
| Consultation LPV | | | | ✓ |



Check-list d'entretien du matériel CPAP ou VMAD

Recommandations générales

Manipulation – Disposition

- Manipulez délicatement le matériel.
- Évitez que l'appareil se trouve dans un endroit poussiéreux ou sur le sol.
- Laissez un espace d'au moins 15 cm entre l'appareil et le mur.
- En cours de fonctionnement, ne couvrez pas l'appareil ou ne le laissez pas dans un endroit clos.

Entretien

- Pour l'humidificateur, nous recommandons d'utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau bouillie plus de 10 minutes puis refroidie. L'eau distillée à usage non médical n'est pas recommandée et il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau stérile à usage médical.
- En cas de dépôt de calcaire, utilisez une dilution d'eau vinaigrée, laissez tremper au minimum 15 minutes, puis rincez à l'eau claire abondamment.
- Pour le nettoyage du matériel, utilisez de l'eau tiède, du savon type liquide vaisselle neutre ou du savon de Marseille.
- Le matériel doit être bien sec avant d'être remonté et utilisé.
- Ne séchez pas le matériel à l'aide d'une source de chaleur (exposition en plein soleil, sèche-cheveux, radiateur).

Important

- Avant toute manipulation, le bocal de l'humidificateur doit être vidé et séché.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou d'autres produits à l'eau de l'humidificateur.
- N'utilisez pas de produit industriel pour détartrer le matériel.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la Ligue pulmonaire vaudoise au : [021 623 38 00](tel:0216233800)