

Check-list d'entretien pour concentrateur d'oxygène

- » 1 fois par jour Lunettes nasales Lavez les canules tournées vers le bas, avec de l'eau tiède et un savon doux
 Piège à eau / Humidificateur Vider le piège à eau / Changez l'eau stérile ou distillée à usage médical de l'humidificateur
- » 1 fois par semaine Prise d'air Si filtre : lavez-le à l'eau tiède avec un savon doux et bien rincer (alterner avec le filtre sec) sinon, aspirez la prise d'air de l'appareil
 Humidificateur Lavez le bocal
 Concentrateur portable Si exceptionnellement vous n'avez pas pu l'utiliser de la semaine, faites-le au moins 1h. Vérifiez le niveau de charge des batteries (si besoin rechargez-les)
 Tout type d'appareil Retirez la poussière de l'appareil avec un chiffon propre légèrement humidifié
- » 1 fois par mois Lunettes nasales Changez-les, ou dès que les branches sont dures
- » 1 fois par an Tuyau 15 mètres Il est changé lors d'une consultation avec l'infirmier-ère LPV

Mémo entretien	Jour	Semaine	Mois	Année
Lunettes nasales	1x		1x	
Piège à eau	1x			
Humidificateur	1x	1x		
Filtre / prise d'air		1x		
Tout type d'appareil		1x		
Tuyau 15 mètres				1x

Entretien des batteries

- » Stockez-les dans un lieu frais et sec
- » Évitez qu'elles ne se déchargent complètement
- » Alternez leur utilisation si vous en avez plusieurs

En cas d'anomalies de fonctionnement

Après les vérifications d'usage, téléphonez à votre infirmier-ère référent-e. La LPV n'effectue pas de dépannage de ses appareils hors canton.



Consignes de sécurité

Remarques importantes sur le maniement de l'oxygène



L'oxygène est un comburant.
Gaz non combustible et non toxique
qui peut accélérer la combustion.

Le débit d'oxygène est réglé selon la prescription médicale. Ne rien modifier sans l'accord du médecin.



Ne fumez ou ne vapotez jamais pendant l'utilisation du concentrateur



Tenez les cigarettes éloignées de la plage de fonctionnement. Interdisez de fumer ou de vapoter dans votre environnement direct.



Installez et utilisez votre concentrateur loin de toute source de chaleur

Radiateur, fourneau, chauffe-eau, cuisinière, réchaud à fondue etc.



Pendant l'inhalation d'oxygène, tenez-vous impérativement éloigné des flammes ouvertes, des aérosols et des corps gras

Bougies allumées, réchaud à fondue, sprays divers, activités avec source de chaleur (soudure par ex.). Éviter les crèmes hydratantes grasses et la vaseline pour le visage et le nez.



Tenez les matériaux inflammables éloignés du concentrateur

N'essayez jamais d'huiler ou graisser le concentrateur.



Conservez toujours le concentrateur dans une pièce sèche et bien ventilée

Permettez une circulation d'air autour du concentrateur. Laissez un espace de plus de 20 cm entre le mur et l'appareil. Veillez à ce que la-les prise(s) d'air(s) ne soient pas obstruée(s). Aérez la pièce régulièrement.



Maintenez le concentrateur à une distance d'au moins 1,50 m des appareils électroménagers et multiprises murales

Il est susceptible de produire de la chaleur ou des étincelles.



Le concentrateur est transportable dans un coffre de voiture en position debout de préférence



En cas de panne ou d'alarme, ne démontez jamais votre appareil

En cas d'infraction, la Ligue pulmonaire décline toute responsabilité.