

Entretien et recommandations CPAP ou VMAD

Entretien

- Pour l'humidificateur*, utilisez de l'eau froide du robinet ou de l'eau bouillie plus de 10 min. puis laissez refroidir.
- En cas de dépôt de calcaire, laisser agir 1 part de vinaigre pour 10 parts d'eau pendant 10 min. Rincer à l'eau propre.

- Pour le nettoyage du matériel, utilisez de l'eau tiède, du savon type liquide vaisselle neutre ou du savon neutre.
- Le matériel doit être bien sec avant d'être remonté et utilisé.
- Ne séchez pas le matériel à l'aide d'une source de chaleur (exposition en plein soleil, sèche-cheveux, radiateur).
- Dépoussiérez l'appareil à sec.

» 1 fois par jour	Masque	Lavez la bulle, rincez et laissez sécher.
	Humidificateur	Videz et rincez le bocal d'eau tous les matins et remplissez-le avant utilisation.
» 1 fois par semaine	Humidificateur + Tuyau et masque	Lavez l'intérieur du tuyau, le bocal de l'humidificateur, le masque complet (sauf les parties en tissu), puis rincez à l'eau et laissez sécher.
» 1 fois par mois	Harnais	Lavez le harnais (tissu) à la main.
	Filtre de l'appareil	Filtre blanc : selon l'appareil fourni, à changer ou à laver (voir notice) Si filtre mousse noire : lavez-le et alternez avec un sec
» 1 fois par année	TOUT le matériel	Faites contrôler les appareils et renouvelez les accessoires nécessaires auprès de la Ligue pulmonaire vaudoise.

* pour certains humidificateur VMAD: se référer au mode d'emploi et aux conseils du soignant.

Entretien et recommandations CPAP ou VMAD

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre thérapie, n'hésitez pas à contacter la Ligue pulmonaire vaudoise au : **021 623 38 00**

Recommandations générales

Manipulation – Disposition

- Manipulez délicatement le matériel.
- Évitez que l'appareil se trouve dans un endroit poussiéreux ou sur le sol.
- Laissez un espace d'au moins 15 cm entre l'appareil et le mur. Vérifiez que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
- En cours de fonctionnement, ne couvrez pas l'appareil ou ne le laissez pas dans un endroit clos.

Attention si vous avez de l'oxygène

- Allumez d'abord le CPAP ou VMAD, puis allumez ou connectez l'oxygène.
- À l'inverse, arrêtez ou déconnectez l'oxygène avant d'éteindre l'appareil CPAP ou VMAD.

Important

- Avant toute manipulation, le bocal de l'humidificateur doit être vidé et séché.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou d'autres produits à l'eau de l'humidificateur.
- N'utilisez pas de produit industriel pour détartre le matériel.